



# Lip Expand



- Asta gruesa mantiene la boca abierta
- Tiene bloqueador de lengua que maximiza el confort al paciente
- Facilidad en la ejecución del procedimiento



**LIP EXPAND:** Producido en material flexible posee un exclusivo bloqueador de lengua que garantiza comodidad al paciente durante el tratamiento y facilita los procedimientos ejecutados por el profesional. Además de eficiente, expone la zona de trabajo sin la necesidad del uso de las manos del profesional o auxiliar, pues aleja los labios y las mejillas.

**INDICACIONES:** El Lip Expand autoclavable ayuda en el alejamiento de los labios proporcionando un espacio de trabajo sin la necesidad del uso de las manos del profesional o auxiliar, facilitando la adhesión de brackets, profilaxis, fotografía, aplicación de flúor y restauraciones estéticas sin la interferencia de la lengua.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Humedecer los labios del paciente para facilitar el ajuste del retractor; flexionar el Lip Expand de manera que las dos extremidades se encuentren; encajar en la boca del paciente, primer un lado después el otro. El dispositivo que segura la lengua del paciente debe quedarse con la parte más grande para abajo.

**LIMPIEZA:** La remoción de materia orgánica debe hacerse en lavadoras ultrasónicas con jabón enzimático (mínimo de tres enzimas) en dilución recomendada por el fabricante. Después de lavar en agua corriente y observar presencia de residuos, repita el proceso, si persiste, se debe retirar los residuos a través de limpieza manual.

**DESINFECCIÓN:** Uso de solución de ácido peracético al 0,2% para diez minutos.

**ESTERILIZACIÓN:** Deberá realizarse en autoclave a una temperatura de 121°C a 135°C, en cumplimiento con las recomendaciones del manual de instrucciones del fabricante del autoclave. Repetir el proceso para cada uso.

**ACONDICIONAMIENTO:** Conservar el producto en un lugar exclusivo, en recintos cerrados, protegidos del polvo y insectos.

**COMPOSICIÓN:** Poliacetal.

**PRECAUCIÓN:** Esterilizar antes del uso. No permita que el producto toque las paredes interiores del autoclave.

**PLAZO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO:** Este producto tiene una validez de 05 años a partir de la fecha de su fabricación, en embalajes que no hayan sido violados. Su plazo de vida útil depende de los cuidados durante su uso. Sucesivos usos y esterilizaciones conducen a la fatiga del material y limitan su vida útil. Verifique la condición del producto antes de cada uso y compre un nuevo caso pueda observar fatiga excesiva o presenten riesgo de quiebra.

Código	Descripción	Presentación	ANVISA
102065100615	Lip Expand	1 Unidad	I 80213420022

EC REP Obelis s.a

Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, BELGIUM  
Tel: +(32) 2. 732.59.54 | Fax: +(32) 2.732.60.03  
E-Mail: mail@obelis.net



**Indusbelo Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.**

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300  
R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná  
Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397  
Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645

Industria Brasileira

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES



/indusbelo



/indusbelo



/indusbelo